

КОНТАКТЫ



@ZeroPot_ru



+7 995 901-35-50

zeropot.ru

Тел. +7 995 901-35-50

Не является медицинским изделием.
Используйте прибор только по назначению, согласно настоящей инструкции.
Эффект зависит от индивидуальных особенностей организма.



ZeroPot

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Домашнее устройство для сухих ладоней и стоп

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ZERO POT

Разложите полотенца (верхнее в 3 слоя, нижнее в 4) и налейте воду (примерно 300 мл, вода должна покрывать ткань)



Включите питание, выберите режим (рекомендуем AUTO — полярность меняется сама)



Установите комфортное напряжение (U) (начните с 15–18 В)

Погрузите руки или ноги и расслабьтесь (сеанс длится 20–40 минут)



Курс: 1 сеанс в день × 10 дней, затем 1–2 сеанса в неделю для поддержания результата. Таймер запускается, когда кожа касается полотенца ≥ 3 с.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

- **Сколько наливать воды?** До половины высоты разделителя.
- **Щиплет кожу, что делать?** Добавьте воды и снизьте ток.
- **Сколько сеансов нужно?** 7–10 подряд, потом 1–2 р/нед.
- **Во сколько слоёв складывать полотенца?** — Стартуйте с верхнего в 3 слоя, нижнего в 4 для ладоней, 2 для стоп, дальше индивидуально.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание: 5 V USB-C, ≤ 2 A
- Выходное напряжение: 21–42 V (регулируется)
- Выходная мощность: 2,4 W
- Аккумулятор Li-ion 2 000 мА·ч (встроенный)
- Размеры: 370 × 310 × 70 мм
- Вес: 450 г
- Электроды: алюминиевые пластины
- Страна происхождения: Китай

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

- 14 дней при сохранении товарного вида — пересылка СДЭКом за счёт покупателя.
- При заводском дефекте пересылку оплачивает продавец.

КОМПЛЕКТ

- Прибор + 2 полотенца + кабель USB Type-C
- Базовая модель: *Han Li Kang HLK-105, 5-е поколение*
- Пластины со временем темнеют — это нормально и не влияет на работу.
- Срок службы электродов при ежедневных сеансах ≈ 6–12 месяцев

УПРАВЛЕНИЕ



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не использовать на повреждённой коже.
- Мелкие царапины прикройте вазелином.
- Снимать кольца, часы, браслеты.
- Дети до 12 лет — под присмотром.
- Дискомфорт? — снизьте ток или прекратите сеанс.
- Не погружать блок управления и USB-порт в воду.
- Кардиостимулятор, беременность, эпилепсия — противопоказано.
- После сеанса промойте ванночки, вытрите насухо.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

